



Kristina Vogel

# Einfach mehr vom Leben.

Kristina Vogel präsentiert:  
Das erste teilbare Rad  
für volle Barrierefreiheit  
zwischen Rollstuhl und  
externer Sitzfläche.

Kristina Vogel,  
zweifache Olympiasiegerin und  
elffache Weltmeisterin im Bahnradfahren,  
nach einem Trainingsunfall 2018  
querschnittsgelähmt.



trivida®  
So geht barrierefrei.

## Mehr Entlastung Mehr Wohlbefinden

Das erste teilbare Rad für volle  
Barrierefreiheit zwischen  
Rollstuhl und externer Sitzfläche



trivida®  
Einfach mehr  
vom Leben.

„Früher musste ich meine Frau bei jedem Transfer aus dem Rollstuhl heben. Mit dem trivida-Rad braucht sie heute beim Umsetzen kaum noch Hilfe. Für mich und meinen Rücken ist das eine große Erleichterung.“

Gregor L., verheiratet mit Erika L., die seit einem Schlaganfall einseitig gelähmt ist.

### Der Transfer vom und in den Rollstuhl – ein enormer Kraftakt

Unzählige Situationen im Alltag eines Rollstuhlfahrers erfordern einen Positionswechsel. Für Betroffene und Angehörige sind diese Transfers vom und in den Rollstuhl eine zeitraubende und kraftzehrende Belastung. Je nach individueller Mobilität sind ein Teil der Rollstuhlfahrer hierbei auf fremde Hilfe angewiesen. Selbst bei Betroffenen, die Transfers aus eigener Kraft bewältigen können, kann dies mit zunehmendem Lebensalter durch Kraftverlust oder altersbedingte Bewegungseinschränkungen schwieriger werden. Die einfachere Lösung für alle Beteiligten wäre ein seitlicher Transfer. Hier stellen allerdings herkömmliche Rollstuhlräder, die über die Sitzfläche hinausragen, ein großes Hindernis dar.

### Die revolutionäre Lösung – das erste teilbare Rollstuhlrاد von trivida

trivida ist das weltweit erste Rad, das volle Barrierefreiheit für unkomplizierte seitliche Transfers möglich macht. Dank der revolutionären triatec-Technologie lässt sich das obere Segment des Rades einfach herausnehmen, so dass ein seitliches Umsetzen vom Rollstuhl auf die externe Sitzfläche und umgekehrt barrierefrei möglich wird. Menschen mit Einschränkungen des oberen Bewegungsapparates benötigen möglicherweise noch Unterstützung, müssen aber nicht mehr unbedingt gehoben werden. Eine Pionierlösung für mehr Barrierefreiheit und Inklusion.



## Mehr Unabhängigkeit Mehr Würde

Barrierefreie Transfers für ein  
Mehr an Selbstbestimmung und  
Mobilität im Alltag



„Das trivida-Rad hat mir ein großes Stück Unabhängigkeit zurückgegeben. Zuhause kann ich mich nun selbstständiger bewegen und komme sogar ohne fremde Hilfe auf die Toilette.“

Kevin E., infolge einer spastischen Lähmung  
gehbehindert.

## Mehr Mobilität im Alltag

Das trivida Rollstuhlrad erleichtert die Mobilität im Alltag. Tägliche Transfers zwischen Rollstuhl und Bett, Toilette oder Duschhocker, Couch, Stuhl, Treppenlift oder Autositz erfordern weniger Krafteinsatz und werden damit einfacher möglich.

## Mehr Selbstbestimmung Mehr Lebensqualität

Die neu gewonnene Mobilität ermöglicht den Betroffenen ihren Alltag maximal selbstbestimmt zu meistern und damit ein Stück mehr Lebensqualität zu erlangen.

## Mehr Freude in Gemeinschaft

Mit der fortschreitenden Inklusion im öffentlichen Raum gewinnt mobiles Umsetzen immer mehr an Bedeutung. Sei es beim Besuch im Biergarten, Restaurant, Kino oder Theater – überall ermöglicht das trivida-Rad ein barrierefreies Umsetzen und leistet damit einen wertvollen Beitrag für mehr Teilhabe und Freude in Gemeinschaft.

## Mehr Entlastung für Angehörige

Je nach Mobilität sind Angehörige von Menschen im Rollstuhl bei deren Transfers gefordert. Insbesondere für pflegende Angehörige ist dies eine dauerhafte Belastung für den Rücken. Mit dem Rollstuhlrad von trivida sind die Betroffenen weniger auf fremde Hilfe angewiesen und können den Transfer – je nach Beweglichkeit – sogar selbstständig durchführen. Eine große Entlastung für die Angehörigen und ein wertvoller Beitrag für mehr gemeinsame Lebensfreude.

# Intelligente triatec®-Technologie

German Engineering aus dem Schwarzwald

- **Barrierefreie Transfers**  
dank innovativer 3-Teiligkeit des Rades
- **Genial einfache Bedienung**  
dank intelligenter Technik
- **Maximale Sicherheit**  
durch extreme Belastungstests geprüft



Das herausgenommene Segment kann bequem und sicher in den Greifring des anderen Rades gelegt werden.


Die perfekt ausgeklügelte Dreiteiligkeit des trivida-Rades ist eine einzigartige technologische Lösung, um die gewohnte Barriere durch das Rollstuhlrad aufzulösen und einen seitlichen Transfer mit reduziertem Kraftaufwand möglich zu machen. Die innovative triatec-Technologie gewährleistet dabei volle Stabilität – der Nutzer kann sich während des Transfers zuverlässig auf seinen Rollstuhl stützen.

Alle drei Radsegmente lassen sich unabhängig voneinander entriegeln. Die Demontage des Rades für Transportzwecke ist in Sekunden möglich. Eine genial einfache Konstruktion mit einem Minimum an Bauteilen garantiert die kinderleichte Bedienung bei einem Maximum an Sicherheit und Langlebigkeit.



## Das trivida®-Rad

Auf Wunsch in Kunststoff oder Karbon



### Ergonomischer Hebel für Top-Bedienerfreundlichkeit

Der runde Griff lässt sich selbst bei feinmotorischen Störungen bequem bedienen und das oben liegende Radsegment dank cleverer Hebelmechanik mit wenig Kraftaufwand einfach entriegeln.

### Komfortable Handhabung für Top-Barrierefreiheit


Mit dem Greifring wird das obere Segment einfach herausgehoben und auf der gegenüberliegenden Rollstuhlseite bequem eingelegt. Der Weg für den seitlichen Transfer ist frei. Der Rollstuhl bleibt dabei stabil stehen.

### Kinderleichtes Einrasten für Top-Komfort

Dank der intelligenten Schließtechnik fädelt sich das Radsegment nahezu von allein in der richtigen Position ein. Mit nur einem Griff lässt es sich so wieder einsetzen und verriegeln und kann sogar von blinden Menschen bedient werden.

### Pannensfreier Gummireifen für Top-Sicherheit

Die langlebige, pannensichere Vollgummibereifung sorgt für eine gute Dämpfung und hinterlässt auch in Innenräumen keine Reifenspuren.



Dank der intelligenten Schließtechnik fädelt sich das Radsegment nahezu von allein in der richtigen Position ein.



## Das trivida-Rad made in Germany

Das trivida-Rad mit revolutionärer triatec-Technologie wird mit Einsatz hochwertiger, langlebiger Materialien nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Gleichmaßen überzeugt das moderne, funktionale Design des Rollstuhlrades. Das trivida-Rad und die innovative triatec-Technologie sind zum Patent angemeldet.

### Technische Daten

Verfügbar in	Kunststoff PT20	Karbon CC20
Durchmesser Rad	24"	
Maximal erlaubter Sturz	3°	
Belastbarkeit	Rollstuhl 150 kg	
Achse	Schnellwechselachse 2 Lager für mehr Stabilität	
Gewicht Segment	1050 g	1300 g
Design	Speichenrad, mattierte Oberfläche, schwarz	hochglänzende Karbonscheibe, schwarz
Besonderheit	Das robuste trivida-Rad in zuverlässiger Kunststoff-Qualität bietet ein optimales Preis-Wert-Verhältnis.	Das hochfeste trivida-Karbonrad im modernen Design überzeugt durch seine präzise Handhabung und eine besonders lange Lebensdauer.
Garantie	24 Monate	
Zertifizierung	CE	
Lieferumfang	Schnellwechselachse: $\varnothing$ 12 mm mit 50 mm Einstecktiefe Passende Montagebuchse M16 mit 50 mm Einstecktiefe Buchsen für 1/2" Achsensystem Edelstahlmutter M16	



trivida-  
Kunststoffrad




trivida-  
Karbonrad



# Die innovativen Räder von trivida®

## Einfache Montage und Wartungs-Service Lassen Sie sich individuell beraten

Das trivida-Rad verfügt über eine universal einsetzbare Schnellwechselachse und ist für nahezu alle Rollstühle geeignet. Die Standardbuchse von 12 mm Durchmesser und 50 mm Länge garantiert in der Regel eine sekundenschnelle Montage. Bei Rollstühlen mit 1/2-Zoll Achsensystemen lässt sich das Rad durch die mitgelieferten Buchsen ebenso einfach einbauen. Bei den wenigen Spezialfällen mit anderen Achsaufnahmen oder Radbefestigungssystemen finden wir selbstverständlich für Sie eine individuelle technische Lösung. Wir beraten Sie gerne. Außerdem empfehlen wir Ihnen unseren jährlichen Wartungs-Service.



Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung auf unserer Homepage:  
[www.trivida-info.com/bedienungsanleitung/](http://www.trivida-info.com/bedienungsanleitung/)

Design- und technische Änderungen vorbehalten.

Sie haben weitere Fragen? Mehr unter [www.trivida-info.com](http://www.trivida-info.com) oder rufen Sie uns an. Unseren trivida-Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Website.

**P+L Innovations GmbH**  
Am Kroziger Weg 11  
79189 Bad Krozingen  
Tel. +49 7634 695 75 09  
[welcome@trivida-info.com](mailto:welcome@trivida-info.com)

Ihr trivida-Fachhändler

**Horst Gutmann**  
**Handelsvertretung**

Direktvertrieb vom Hersteller Mangar Health und Mobilflex

**Horst Gutmann**

Postfach 1353  
68503 Viernheim  
Telefon 0172 84 666 32  
e-Mail [h.gutmann@hgvertrieb.de](mailto:h.gutmann@hgvertrieb.de)



[www.hgvertrieb.de](http://www.hgvertrieb.de)



trivida®  
So geht barrierefrei.

Eine Marke der P+L Innovations GmbH

 **Klimaneutral**  
Druckprodukt  
ClimatePartner.com/12777-2002-1001